

porodo



مدلك الركبة والساق

SKU:PD-KNCFMS

خصائص المنتج

يتميز جهاز تدليك الركبة والساق بتصميم عصري وتشغيل سهل الاستخدام. ويقدم جلسات تدليك علاجية لمناطق الساق والركبة من خلال ضغط الوسادة الهوائية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة التسخين على تخفيف الألم بشكل فعال بعد التمرين.

المعايير الفنية

طاقة الإدخال المقدرة: 5 واط
جهد الإدخال المقدر: 5 فولت
سعة البطارية: 2000 مللي أمبير
وقت التشغيل بالشحن الكامل: الحد الأدنى ٥، ٢ ساعة بدون تدفئة، ٥، ١ ساعات مع تفعيل التدفئة.
وقت الشحن: حوالي ٥ ساعات
عمر البطارية: الحد الأدنى ٤٠٠ دورة شحن/تفريغ

تعليمات التشغيل

الوضع
الطاقة والوقت
الشدة
الحرارة

الطاقة والوقت:



١. للتشغيل، اضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين. يبدأ الجهاز في الوضع الافتراضي 1 بمستوى الشدة. لإيقاف التشغيل، اضغط باستمرار لمدة ثانيتين.

٢. إعداد الوقت: اضغط على زر الطاقة للدخول إلى وضع التوقيت، الذي يدور خلال فترات زمنية تتراوح بين ١٥ دقيقة و ٢٠ دقيقة و ٢٥ دقيقة و ٣٠ دقيقة.

الحرارة:



لا يتم تفعيل وظيفة التسخين تلقائيًا عند بدء التشغيل. اضغط على زر التسخين لتشغيل ميزة التسخين، والتي توفر ثلاثة مستويات: منخفض، ومتوسط، وعالي.

الوضع:



يعمل الجهاز في الوضع الافتراضي ١. هناك ثلاثة أوضاع للتدليك لتلبية الاحتياجات المختلفة.

الشدة:



أثناء الشحن، ستومض أربعة مصابيح مؤشر. عندما يتم شحن البطارية بالكامل، ستظل جميع المصابيح الأربعة مضاءة.

مؤشر البطارية:

أثناء الشحن، ستومض أربعة مصابيح مؤشر. عندما يتم شحن البطارية بالكامل، ستظل جميع المصابيح الأربعة مضاءة.

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

موقع الكتروني: www.porodo.net

دعم الخدمة: support@porodo.net

انستقرام : porodo