

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

مدك الرقبه و الكفتين

SKU: PD-LFST120

٢	الاحتياطات
٣	دليل الأضرار
٣	تعليمات الاستخدام
٤	تحذير السلامة
٤	المواصفات
٥	العناية والصيانة
٥	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٦	التخلص من الجهاز
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

١. لا تسحب سلك الطاقة لتجنب انقطاع الأسلاك أو الاتصال السيئ.
 ٢. عند فصل القابس، يجب دائمًا الإمساك بالقابس وسحبه للخارج.
 ٣. في حالة حدوث أي حالة غير طبيعية، مثل عدم عمل الجهاز، توقف عن استخدامه فورًا وأوقف مصدر الطاقة.
 ٤. لا تسمح للأطفال أو الرضع باستخدام المنتج أو اللعب به.
 ٥. إذا شعرت بعدم الراحة أثناء استخدام المنتج، يرجى التوقف عن استخدامه فورًا.
 ٦. يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحالات التالية تجنب استخدام هذا المنتج: الحمل، الدورة الشهرية، الحمى المرتفعة، الأورام الخبيثة، أمراض القلب، العمليات الجراحية الأخيرة، الأمراض الحادة، أو الحالات الطبية الخطيرة الأخرى.
 ٧. لا ينبغي استخدام هذا المنتج في الأماكن التالية: الحمام، المطبخ، أو المناطق ذات درجات الحرارة العالية، الضغط العالي، الرطوبة، أو بالقرب من مصادر الماء والنار.
 ٨. يرجى تجنب استخدام المنتج بالقرب من الإبر. لا تستخدم المنتج إذا كان الغطاء الخارجي تالفًا. اتصل بخدمة العملاء لإجراء الإصلاحات.
 ٩. لا تستخدم المنتج إذا كان غطاء الجلد للجهاز تالفًا، حيث قد يتسبب ذلك في إصابة أو يتسبب في تداخل مع الجهاز مما يؤدي إلى ضرر شخصي.
 ١٠. دائمًا ما يجب إيقاف تشغيل الطاقة أو فصل سلك الطاقة عن المقابس قبل التنظيف.
 ١١. إذا كان سلك الطاقة تالفًا، يرجى الاتصال بخدمة العملاء للصيانة لتجنب المخاطر المحتملة.
 ١٢. من الضروري استخدام شاحن ه فولت يتوافق مع المعايير الوطنية للشحن. خلاف ذلك، قد يتسبب في تلف المنتج أو حتى نشوب حريق.
- تحذير:** يحتوي الجهاز على سطح ساخن، ويجب على الأشخاص الحساسين للحرارة توخي الحذر أثناء استخدامه.



تعليمات الاستخدام

١. يعمل المنتج بواسطة بطاريات ليثيوم ٧.٤-١٨٦٥ فولت. وقت التشغيل هو ١٠ دقائق، وطريقة الشحن هي عبر كابل النوع-C بجهد ٥ فولت (٢ أمبير). عندما تكون بطارية المنتج منخفضة، سيومض المؤشر الأحمر لمدة ٥ ثوانٍ ثم يغلق الجهاز تلقائيًا.

٢. أثناء الشحن، لا يمكن استخدام المنتج. سيعرض المؤشر ضوءاً أحمر متقطع أثناء الشحن، وعند اكتمال الشحن، سيتحول المؤشر إلى اللون الأخضر.

٣. وصف الأزرار

أ. زر التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٢ ثانية لبدء التدليك والتسخين في الوضع البطيء الافتراضي. إذا بقي الضوء الأحمر مضاءً، اضغط مع الاستمرار على الزر مرة أخرى لمدة ٢ ثانية لإيقاف المنتج.

ب. زر الوضع: في حالة التشغيل، اضغط على زر الوضع بشكل قصير للدخول إلى وضع العجن. اضغط عليه مرة أخرى للعودة إلى الوضع العادي، وسوف تتكرر الأوضاع بالتناوب.

ج. زر الحرارة:

ج.١ بشكل افتراضي، يتم تفعيل وظيفة الكمادات الساخنة. اضغط على الزر للتبديل بين تفعيل وإيقاف وظيفة الكمادات الساخنة.

ج.٢ عندما يكون التسخين مفعلاً، سيضيء الضوء الأحمر على لوحة التحكم. وعندما يكون التسخين غير مفعّل، سيتحول الضوء إلى اللون الأخضر.

د. زر السرعة: اضغط على الزر بشكل قصير لتشغيل السرعة البطيئة الافتراضية، ثم اضغط بسرعة لزيادة السرعة إلى السرعة العالية، ثم اضغط مرة أخرى بسرعة للعودة إلى السرعة البطيئة. ستتكرر الأوضاع بالتناوب.

تحذير السلامة

توقف عن استخدام الجهاز فوراً واحيله إلى مركز الخدمة في الحالات التالية:

١. إذا كان سلك الطاقة تالفاً، توقف عن استخدام المنتج فوراً لتجنب أي خطر محتمل.

٢. إذا كان العطل ناتجاً عن استخدام غير صحيح، لا تقم بإزالة القابس. يرجى الاتصال بخدمة العملاء للصيانة.

٣. إذا كان السلك أو القابس الخاص بالجهاز تالفاً، توقف عن استخدام المنتج فوراً.

٤. في حال حدوث دخان أو حريق أثناء الاستخدام، قم بإزالة القابس من المقابس فوراً وأبلغ خدمة العملاء.

٥. إذا كانت الأجزاء الجلدية أو القماشية للمنتج تالفة أو مكشوفة، توقف عن استخدام المنتج فوراً. اتصل بخدمة العملاء للصيانة لتجنب أي خطر.

المواصفات

الطاقة المقدرة	اواط
جهد الإدخال	تيار مستمر ه فولت/٢٠ أمبير
سعة البطارية	٢٠٠٠ مللي أمبير ساعة
منفذ الشحن	منفذ النوع-C

مستويات السرعة	مستويان (عادي وسريع)
وقت الشحن	من ٣.٥ إلى ٤ ساعات
وقت التشغيل	من ٨٠ إلى ١٢٠ دقيقة
دورة العمل	١٠ دقائق
الوزن	١.٢ كجم
حجم المنتج	١٧٨×١٦٨×١٢٥ مم
رقم الطراز	LFS١٢٠

العناية و الصيانه

١. للصيانة اليومية، قم بفرك الجهاز بلطف باستخدام منظف محايد وقماش ناعم. تجنب استخدام الزيوت أو المذيبات العضوية أو المواد الكيميائية الأخرى. لا تقم بغسل الجهاز بالماء.
٢. عند تشغيل المنتج، تجنب الضغط بقوة على المفتاح، وكن لطيفاً أثناء الضغط عليه.
٣. تجنب الضغط الشديد أو استخدام الأشياء الحادة التي قد تخدش سطح المنتج.
٤. بعد الاستخدام، قم بتخزين الجهاز في عبوته الأصلية أو في مكان جاف وبارد.
٥. إذا اكتشفت أن العطل لا يمكن حله أثناء الاستخدام، قم بفصل الطاقة على الفور لإيقاف استخدام الجهاز وتواصل مع خدمة العملاء. لا تحاول تفكيك المنتج.
٦. يرجى فصل الطاقة بعد اكتمال الشحن

استكشاف الاخطاء و اصلاحها

- المشكلة:** المنتج لا يعمل.
- السبب المحتمل:** البطارية فارغة.
- الحل:** تأكد من أن المنتج مشحون بالكامل قبل تشغيله.

المشكلة: يتوقف المنتج أثناء الاستخدام.

السبب المحتمل ١: تم الوصول إلى الوقت المحدد مسبقًا.

الحل ١: قم بإيقاف تشغيل الطاقة قبل إعادة التشغيل.

السبب المحتمل ٢: الحمل على المنتج ثقيل جدًا (مثل الوقوف عليه أو وضع أشياء ثقيلة عليه).

الحل ٢: قلل الحمل لضمان الاستخدام السليم.

المشكلة: هناك صوت أثناء استخدام المنتج.

السبب المحتمل: الصوت صادر عن الهيكل الميكانيكي للمنتج.

الحل: هذا أمر طبيعي

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**