

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

وسادة تدليك لاسلكية بتقنية
الموجات الحرارية

SKU: PDLFST194PK

٢	المواصفات
٢	نبذة عن المنتج
٣	تصميم المنتج ووصفه
٤	دليل الشحن
٥	إرشادات السلامة
٦	التخلص
٧	الضمان
٧	تواصل معنا

الإدخال	٥ فولت/١ أمبير
السعة الكهربائية	٣ واط
سعة البطارية	٢٥٠٠ ملي أمبير/ساعة
نظام التحكم في درجة الحرارة	٥٠ درجة مئوية/٥٥ درجة مئوية/٦٠ درجة مئوية
المادة	ABS + فلانيل
مخرج الشحن	USB-C
أبعاد المنتج	٢٥ × ٩٢ × ٢٠٠ مم
رقم الموديل	LFS19٤

نبذة عن المنتج

استمتع بتجربة استرخاء مثالية وراحة تامة من خلال وسادة التدليك اللاسلكية Porodo Lifestyle. تجمع هذه الوسادة متعددة الاستخدامات بين تقنية التدفئة المبتكرة بتقنية الغرافين والعلاج بالاهتزاز المريح، وتوفر ثلاث درجات حرارة قابلة للتعديل لتناسب احتياجاتك: ٥٠ درجة مئوية للتدفئة اليومية، و٥٥ درجة مئوية لتخفيف آلام الدورة الشهرية، و٦٠ درجة مئوية لتخفيف تقلصات وآلام العضلات. بالإضافة إلى وظيفة التدفئة، توفر الوسادة أيضًا تدليكًا بالاهتزاز لتعزيز الاسترخاء. تصميمها اللاسلكي يضمن سهولة

الاستخدام، مما يسمح لك بالاستمتاع بالراحة في أي مكان. بفضل حزامها القابل للتعديل، تناسب الوسادة مختلف أجزاء الجسم، مما يوفر راحة مخصصة. كما تضمن خاصية الإيقاف التلقائي توفير الطاقة بعد الاستخدام المطول. أما الشاشة الرقمية وأضواء LED فتسهل عملية ضبط درجة الحرارة والاهتزاز. صُممت وسادة التدليك Porodo LifeStyle لتوفير راحة مثالية، فهي مثالية لتخفيف توتر العضلات، وتعزيز الاسترخاء، والتخلص من الآلام، مع سهولة استخدام فائقة.

تصميم المنتج ووصفه



١. زر التحكم في درجة الحرارة:

- a. لتشغيل وظيفة التحكم في درجة الحرارة، اضغط باستمرار على الزر لمدة ثانيتين.
- b. للتبديل بين أوضاع التحكم، اضغط على الزر ضغطة واحدة.
- c. لإيقاف وظيفة التحكم في درجة الحرارة، اضغط باستمرار على الزر لمدة ثانيتين.

٢. زر التحكم في الاهتزاز:

- a. لتفعيل وظيفة الاهتزاز، اضغط باستمرار على الزر لمدة ثانيتين.
- b. للتبديل بين أوضاع الاهتزاز، اضغط على الزر ضغطة واحدة.
- c. لإيقاف وظيفة الاهتزاز، اضغط باستمرار على الزر لمدة ثانيتين.

٣. الشاشة الرقمية: تعرض الشاشة الرقمية معلومات دقيقة في الوقت الحقيقي حول إعدادات درجة الحرارة، بما في ذلك درجة الحرارة الحالية والدرجة التي تم ضبطها (بالدرجات فهرنهايت). تم تصميمها لتكون واضحة وسهلة القراءة، مما يسهل على المستخدمين مراقبة الإعدادات أثناء الاستخدام. كما تحتوي الشاشة على رموز لميزات التحكم، مثل زر التدفئة وزر الاهتزاز، مما يوفر سهولة في التحكم وتجربة استخدام مريحة.

٤. منفذ الشحن: يسمح منفذ الشحن بشحن الجهاز أثناء عدم استخدامه. تم تصميم هذا المنفذ بحيث يكون في مكان مناسب، مما يسهل عملية الشحن ويضمن جاهزية الجهاز للاستخدام في المرة القادمة. كما أنه مصمم لضمان شحن آمن وفعال للحفاظ على أداء الجهاز.

دليل الشحن

١. الشحن الأولي: قبل استخدام وسادة التدفئة لأول مرة، تأكد من شحنها بالكامل.

٢. عملية الشحن: لبدء عملية الشحن، قم بتوصيل الشاحن بمنفذ الطاقة، ثم أدخل قابس الشحن في منفذ الشحن المخصص على الوسادة.

٣. مؤشر الشحن: سيومض مؤشر الشحن باللون الأحمر أثناء عملية الشحن، مما يدل على استلام الوسادة للطاقة. وعند اكتمال الشحن، سيتحول المؤشر إلى اللون الأخضر الثابت.

٤. استخدام الوسادة أثناء الشحن: لضمان سلامة المستخدم، لن تعمل الوسادة أثناء عملية الشحن.

٥. نصائح الصيانة: للحفاظ على أداء الوسادة الأمثل، يُنصح بشحنها مرة واحدة على الأقل كل شهرين، حتى في حال عدم استخدامها بشكل متكرر.

إرشادات السلامة

١. تجنب استخدام المنتج أثناء النوم لتجنب أي إزعاج أو سوء استخدام أثناء الراحة.
٢. لا تستخدم المنتج بالقرب من النار أو في بيئات تحتوي على سوائل قابلة للتآكل، لأن ذلك قد يتلف المنتج أو يؤثر على أدائه.
٣. تجنب ترك المنتج في نفس الوضع لفترات طويلة. راقب حالة الجلد باستمرار في منطقة التلامس. في حال ظهور أي تهيج أو إزعاج أو رد فعل غير طبيعي، أوقف استخدام المنتج على الفور.
٤. احتفظ بالوسادة الحرارية في مكان آمن وجاف وبارد عند عدم استخدامها لضمان عمرها الافتراضي.
٥. افصل قابس الطاقة قبل تنظيف الوسادة الحرارية. بعد كل استخدام، امسح سطحها بلطف بقطعة قماش ناعمة ورطبة، واستخدم منظفات غير كاشطة. عند الحاجة، نظف الوسادة باستخدام معقم للحفاظ على نظافتها.
٦. لا تغمر الوسادة الحرارية في الماء أو أي سائل آخر لتجنب تلف أجزائها الإلكترونية.
٧. احفظ الوسادة بعيدًا عن جميع المذيبات والمواد الكيميائية القوية ومنظفات الملابس لتجنب تلفها.
٨. لا تحاول إصلاح أو تعديل الوسادة الحرارية، فهي لا تحتوي على أجزاء قابلة للإصلاح من قبل المستخدم، ويجب إصلاحها فقط من قبل فني مؤهل.
٩. لا ترمي الوسادة الحرارية في مكب النفايات، فهي تحتوي على بطارية ليثيوم أيونية وأجزاء إلكترونية أخرى تصنف كنفائات إلكترونية خطيرة. التخلص السليم من الوسادة الحرارية ضروري لحماية البيئة. اتبع اللوائح المحلية لإعادة تدوير أو التخلص من الأجهزة الإلكترونية وأجزائها.

١. لا يُنصح باستخدامها لـ:

١.١. النساء الحوامل والأشخاص المصابون بأورام في عنق الرحم.

١.٢. الأشخاص المصابون بنوبة نقر أو الذين لم يتعافوا تمامًا من مرض النقرس.

١.٣. الأشخاص المصابون بأمراض مرتبطة بالجاذبية (مثل الدوار) أو أمراض القلب.

١.٤. الأشخاص المصابون بجروح مفتوحة أو غير مغلقة في الجلد، أو المصابون بأمراض جلدية.

التخلص

يُحظر التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية العادية.

من الضروري فرز هذه النفايات ومعالجتها بشكل صحيح وإعادة تدويرها، وذلك وفقًا للوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me